

Guia de Seleção de Padrões de Viscosidade

Ricardo R Zucchini

Laboratório de Referências Metrológicas

Centro de Química e Manufaturados

Guia de Seleção de Padrões de Viscosidade

Versão 2 2016

Laboratório de Referências Metrológicas Centro de Química e Manufaturados Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo São Paulo, Brasil

Apresentação

Este guia foi preparado para facilitar a especificação de óleos padrão para calibração de viscosímetros, copos de escoamento e outros instrumentos de medição de viscosidade.

Nas tabelas de viscosímetros cinemáticos, o usuário seleciona a linha com o calibre de seu instrumento, e os padrões marcados são os que possuem as viscosidades mais compatíveis para o uso com o viscosímetro selecionado.

Nas tabelas de copos de escoamento, procuramos apontar os óleos compatíveis com cada orifício apresentado nas linhas, ou seja, aqueles que produzem tempos de escoamento dentro dos limites das normas técnicas. Os números apresentados são tempos aproximados de escoamento (em segundos), não sendo valores certificados, mas valores estimados utilizando as equações das normas técnicas.

Para saber os valores certificados exatos de viscosidade ou valores esperados de tempos de escoamento de qualquer um dos materiais disponíveis, faça o download dos certificados disponíveis na página que pode ser acessada pelo link curto tr.im/lrmprodutos, ou acesse nossa página em www.iptlrm.com.br e entre em Materiais e depois Viscosidades.

Viscosímetros Capilares

Viscosímetros Cannon Fenske Rotina e Opaco, Cannon-Manning, Cannon-Ubbelohde

		Óleos Padrão Indicados para Calibração																
CAPILAR	0P3	0P 6	OP 10	OP 20	OP 35	0P 45	0P 60	OP 100	OP 150	OP 200	OP 300	OP 400	OP 600	OP 1 000	OP 2 000	OP 4 000	OP 8 000	OP 30 000
25	×	×																
50	×	×																
75	×	×																
100		×	×															
150			×	×														
200					×		×											
300							×	×										
350									×		×							
400											×	×						
450													×	×				
500															×	×		
600																	×	

Temperaturas de calibração : **★** 40°C **★** 100°C

Viscosímetros Ubbelohde, SIL e Atlantic

		Óleos Padrão Indicados para Calibração																
CAPILAR	0P3	0P 6	0P 10	0P 20	OP 35	0P 45	0P 60	OP 100	OP 150	OP 200	OP 300	OP 400	OP 600	OP 1 000	OP 2 000	OP 4 000	OP 8 000	OP 30 000
0C	×	×																
0B	*	×																
1	×	×																
1C			×	×														
1B				×	×													
2					×		×											
2C								×	×									
2B									×		×							
3											×	×						
3C														×	×			
3B															×	×		
4																×	×	
4C																	×	
4B																		×
5																		×

Temperaturas de calibração : **★** 40°C **★** 100°C

Copos de Escoamento

Tempos aproximados de escoamento à 25°C (s)

		Ólaca Padrão Indicados para Calibração												
		Óleos Padrão Indicados para Calibração												
COP	COPOS		0P 6	OP 10	0P 20	0P 35	0P 45	0P 60	OP 100	OP 150	OP 200	OP 300	OP 400	OP 600
	1			66										
	2				45	60	90							
	3					35	50	69						
Ford	4							42	65					
	5										48	70	97	
	(6)										38	60	80	
	(8)												40	50
	(3)					50	67	87						
DIN	4							30	50	90				
אווע	(6)											40	55	70
	(8)													30
	1		37	43	60									
Zahn	2					30	40	55						
	3								28	42	59			
	4									32	40	60		
	5											38	50	65
	1	31	52											
	2			31	64									
	21/2				40									
Shell	3					50	70							
	3½					35	50	65						
	4						30	40	65					
	5								35	63	0.5	 0	5 0	
	6		70	00							35	50	70	
	2		78	99	/ 17	00	00							
	3				47	80	99	/7						
CEMP	4							47	2/	F7				
ABNT	5								36	57	20			
ABNI	6 7										38	33		
	8											33	29	
	3		34	45	85								27	
	4		34	45	30	50	75							
ISO / BS	5				30	30	33	45	70					
	6						- 33	40	35	60	80			
Símbol			one nã						30	00	80			

Símbolos: () = Copo não normalizado

Outros Instrumentos

Instrumento		0P 3	0P 6	OP 10	OP 20	OP 35	0P 45	0P 60	OP 100	OP 150	OP 200	OP 300	OP 400	OP 600
Saybolt Universal (SSU)					105	178	235	305	495	800	1060	115	135	165
Saybolt Furol (SSF)													100	130
Stormer	UK										69 UK	77 UK	87 UK	93 UK
	g/200rpm										130	170	230	300

Temperaturas: 37,8°C / 50,0°C / 98,9°C





Laboratório de Referências Metrológicas Centro de Química e Manufaturados Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

> Av. Prof. Almeida Prado 532 -Prédio 31 – 2º andar Cidade Universitária - Butantã 05508-901 - São Paulo - SP - Brasil

Irm@ipt.br

https://tr.im/lrmportal https://tr.im/lrm